



Hemocentro Nacional
República Dominicana


Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios


COM-FI-001- Versión: 00

Fecha actualización: 11/03/2021

Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	PRO-199		
Nombre/Denominación técnica	Células comerciales Pooled gel		
Categoría	Reactivo		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Producción		
Responsable	Encargada de Producción		

	Descripción Célula Comercial Con mezcla de 2 donantes Concentrada al 0.8% para la realización del rastreo de anticuerpos irregulares en la metodología de aglutinación en columna aprobadas por FDA o CE. Son suplidas mensual mediante Contrato.
---	---

Datos del equipo, material o suministro		
Denominación en POA	Selectógenos Pooled gel	
Presentación/ Unidad de medida	Kit	
Fecha de vencimiento	Caducidad mínima 28 días	
País de origen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Especificaciones/Características técnicas		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Material(es)	Suspensión de células	
Color(es)	Frasco con células rojas	
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Volumen	5-10 mL	
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Uso(s)	Rastreo de anticuerpos irregulares en técnica gel.	
Observaciones	Este producto deberá ser requerido bajo la modalidad de Contrato, con caducidad cada 28 días, producto biológico.	
Responsable	Firma	Fecha
Solicitado por	 Lic. Rayma Suarez Encargada de Producción	




Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00
Fecha actualización: 11/03/2021
Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	PRO-016		
Nombre/Denominación técnica	Células comerciales pool tubo		
Categoría	Reactivo		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Producción		
Responsable	Encargada de Producción		

	<p>Descripción Células comerciales pool al 3% ± 1 para trabajar el rastreo de anticuerpos irregulares en tubo.</p>
---	---

Datos del equipo, material o suministro		
Denominación en POA	Selectógenos frascos	
Presentación/ Unidad de medida	frasco	
Fecha de vencimiento	Caducidad mínima 28 días	
País de origen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Especificaciones/Características técnicas		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Material(es)	Suspensión de células	
Color(es)	Frasco con células rojas	
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Volumen	5-10mL	
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Uso(s)	Rastreo de anticuerpos irregulares.	
Observaciones	Este producto deberá ser requerido bajo la modalidad de contrato, con caducidad cada 28 días, producto biológico.	
Responsable	Firma	Fecha
Solicitado por	 Lic. Rayma Suarez Encargada de Producción	



Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional


El proceso propietario de este documento es responsable de la circulación de la versión vigente




Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00
Fecha actualización: 11/03/2021
Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	PRO-169		
Nombre/Denominación técnica	Reactivo para Malaria Gota Gruesa (Eosina y Azul de metileno)		
Categoría	Equipo de laboratorio		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Producción		
Responsable	Encargada de Producción		

	Descripción Solución Colorante de Eosina/ Solución Colorante Azul de metileno.
---	--

Datos del equipo, material o suministro		
Denominación en POA	Reactivo para Malaria Gota Gruesa (Eosina y Azul de metileno)	
Presentación/ Unidad de medida	Unidad	
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
País de origen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Especificaciones/Características técnicas		
Tamaño/Dimensiones	1 Litro	
Material(es)	Unidad	
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
Uso(s)	Utilizado para la preparación de la solución de tinción para la detección del parásito de la Malaria.	
Observaciones		
Responsable	Firma	Fecha
Solicitado por	 Lic. Rayma Suárez Coordinadora de Producción	