

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres	FICHA TECNICA	PROCEDIMIENTO	FICHA TECNICA
		FINES	COMPRA DE INSUMOS, EQUPOS
		CODIGO	
		FECHA ACTUALIZACION:	11/03/2020
		NO.	
		Aprobado por: Dr. Jose Luis Cruz	
DEPENDENCIA SOLICITANTE	Dirección de Gestión de Riesgos Y Atención a Desastres		
TELEFONO DE CONTACTO	809-541-3121 EXT. 2470		

REFERENCIA DEL EQUIPO O INSUMO	
NOMBRE DEL EQUIPO O INSUMO	Cubre zapatos desechables
DESCRIPCION FISICA	Cubre zapatos desechables, no tejido, con elástico en la boca para ajustar al zapato. Color verde.
TIPO DE PRESENTACION	Caja de 100 pares
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Fabricado con tela no tejida de polipropileno con costuras reforzadas. Diseño ambidiestro, resistente a salpicaduras y polvos y cuenta con antideslizante plástico
CARACTERISTICA DE USO	Utilizado en industrias alimentaria, hospitales, clínicas o laboratorios para evitar riesgos de contaminación
REFERENCIA DE SUPLIDOR	Depósitos, distribuidores farmacéuticos, ferreterías


Muestra:



MINISTERIO DE SALUD Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres	FICHA TECNICA	PROCEDIMIENTO	FICHA TECNICA
		FINES	COMPRA DE INSUMOS, EQUIPOS
		CODIGO	
		FECHA ACTUALIZACION:	11/03/2020
		NO.	
		Aprobado por: Dr. Jose Luis Cruz	
DEPENDENCIA SOLICITANTE		Dirección de Gestión de Riesgos Y Atención a Desastres	
TELEFONO DE CONTACTO		809-541-3121 EXT. 2470	

REFERENCIA DEL EQUIPO O INSUMO	
NOMBRE DEL EQUIPO O INSUMO	Caja de transporte y almacenamiento kit de EPP
DESCRIPCION FISICA	Caja plástica para transporte kit de EPP Caja color negro y tapa amarillo
TIPO DE PRESENTACION	Unidad
ESPECIFICACIONES TECNICAS	2' de largo x 1'6" de ancho 1'1" de profundidad
CARACTERISTICA DE USO	Cargar/transportar y almacenar todo tipo de objetos
REFERENCIA DE SUPLIDOR	Ferreterías, distribuidoras, tiendas por departamentos, otros

Muestra:






República Dominicana

Ministerio de Salud Pública

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

FICHA TÉCNICA

	CÓDIGO 14
Nombre Genérico	Hisopo+ medio de transporte P/Virus UTM 3ml.
Descripción:	Utilizado para transporte de muestras que contienen virus, chlamydias, mycoplasmas y ureplasmas para su posterior análisis en el laboratorio. Contenido: 3 ml de solución UTM-RT en tubo de forma cónica interna con tres perlas de vidrio. Estéril.
	



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Coordinación Logística DGEM-9-1-1/CRUE

Ficha Técnica

Nombre Genérico : **Desinfectante, bactericida**

Descripción

Solución desinfectante de superficies, equipos y dispositivos médicos. Biodegradable. Posee acciones bactericidas, fungicida, viricida y tuberculicida en un minuto.

Actúa desnaturalizando las proteínas, deshidratando los microorganismos y disolviendo material orgánico.

Ideal para desinfección de equipos.

Biodegradable.

Solución desinfectante de superficies y equipos (Alcohol 80%)

Acción Bactericida, Fungicida y Virucida en 5 minutos.

Evita la transmisión de agentes infecciosos entre pacientes.

Libre de Aldehído, Sin enjuague, No oxida, No deja residuos, Biodegradable, Listo para usar.

Algunos equipos o instrumentos, por su material de fabricación no pueden ser desinfectados por calor. es la solución.

Presentación.

Medidas: 750ml



Fecha de vencimiento mínimo 2 años

